

ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ




ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕТОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ
УПРУГОСТИ И РЕЛЬЕФА
КОЖИ

| аппараты | картриджи | мезококтейли |

АЮНА[®]
PROFESSIONAL

ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ (МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ ТЕРАПИЯ) Micro Needle Therapy


Новый метод в косметологии, сочетающий в себе особенности техники НАППАЖ в классической мезотерапии и возможности микроигольчатой терапии. Для процедур используют стерильные картриджи с вертикальной подачей игл и высокой скоростью проколов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

- **Вертикальная ориентация игл** – проколы лучшего качества, чем у мезороллера
- **Одноразовые сменные картриджи** – безопасность процедуры
- **Регулируемая длина иглы** от 0,25 до 3,0 мм – работа на всех зонах, на лице, теле и волосах
- **Регулируемая скорость микропроколов** – максимальный комфорт для пациентов
- **Высокая плотность проколов** – гораздо больше, чем при классической мезотерапии и применении мезороллера
- **Малая болезненность процедуры** – большинство процедур можно проводить без анестезии

ОТЛИЧИЕ ФРАКЦИОННЫХ МИКРОПРОКОЛОВ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЗОРОЛЛЕРА



Фракционная микроигольчатая терапия позволяет в максимально короткие сроки проводить обработку большой площади кожи. При этом регуляция длины иглы на разных участках даёт возможность проводить комплексную микроигольчатую терапию.



Регулировка длины иглы
от 0,25 до 3,0 мм



Стерильные картриджи
на 12 или 36 игл с лазерной заточкой



Улучшение внешнего вида кожи
после первых процедур

НАЗНАЧЕНИЕ ФРАКЦИОННОЙ МЕЗОТЕРАПИИ


Правильно выбрав мезококтейль и технику работы, можно решать разнообразные эстетические задачи:

- Уменьшение морщин, в том числе глубоких и мимических
- Разглаживание и оживление кожи (биоревитализация сыворотками гиалуроновой кислоты)
- Глубокое увлажнение лица и век
- Подтяжка кожи лица, шеи, декольте, век
- Питание и восстановление уставшей кожи с начальными возрастными изменениями
- Поддержка кожи при климаксе и гормональных стрессах
- Выравнивание рельефа кожи, стягивание пор, сглаживание постакне
- Уменьшение растяжек и рубцов, в том числе грубых
- Восстановление и стимуляция роста волос
- Уменьшение жировых складок, в том числе «второго подбородка»
- Уменьшение пигментаций
- Оздоровление жирной и проблемной кожи
- Лечение целлюлита

● КАК ВЫБРАТЬ ДЛИНУ ИГЛЫ?

Вы сможете регулировать длину иглы во время процедуры:

- от 0,25 мм для области век
- до 2,5–3,0 мм для работы с целлюлитом и рубцами на теле



АППАРАТЫ для фракционной мезотерапии

 <p>Dermapen My-M</p>	<p>Длина иглы до 2,5 мм Стерильные картриджи 12 или 36 игл Корпус прочный пластик 5 режимов скорости Максимальная скорость до 1800/минуту Работает от сети</p>
 <p>Dermapen EDR-02</p>	<p>Длина иглы до 2,5 мм Стерильные картриджи 12 или 36 игл Металлический корпус Плавная регулировка скорости от 1 в минуту Максимальная скорость до 2400/минуту Работает от сети</p>
 <p>Dermapen Dr.Pen A1</p>	<p>Длина иглы 0,2-3,0 мм Стерильные картриджи 12 или 36 игл Металлический корпус 6 режимов скорости Максимальная скорость до 7200/минуту Работает от сети</p>
 <p>Dermapen Dr.Pen Ultima A6 с аккумулятором</p>	<p>Длина иглы 0,2-3,0 мм Стерильные картриджи 12 или 36 игл Металлический корпус 6 режимов скорости Максимальная скорость до 8000/минуту Работает от сети или аккумулятора</p>
 <p>Dermapen YYR</p>	<p>Длина иглы 0,2-2,5 мм Стерильные картриджи 12 игл на винт Металлический корпус 5 режимов скорости Максимальная скорость до 2400/минуту Работает от сети</p>

КАРТРИДЖИ

	<p>Длина иглы до 3,0 мм Иглы из медицинской стали Акупунктурная заточка Для аппаратов My-M, EDR, ZX, UGOIGO, My-S Для лица, тела и волос</p>
	<p>Длина иглы до 3,0 мм Иглы из медицинской стали Акупунктурная заточка Для аппаратов Dr.Pen Для лица, тела и волос</p>
	<p>Площадка с нано-иглами 0,2 мм Медицинская сталь, акупунктурная заточка Для аппаратов Dr.Pen, My-M, EDR, ZX, UGOIGO, My-S Для «вбивания» косметических средств</p>

ОКУПАЕМОСТЬ аппарата DermaPen

Стоимость, руб.	Москва*	Санкт-Петербург*
Средняя цена услуги (живот, лечение растяжек)	3200	2200
Оплата косметологу – в среднем 30% выручки	600	450
Косметика (ампула) для процедуры	250	250
Одноразовый картридж	130	130
Операционный доход от одной услуги	2220	1370
Среднее количество процедур в день	6	6
Доход салона за 1 день	13 320	8 220
Доход салона за 1 месяц	399 600	246 600

* средние цены на процедуру в салонах города

КОСМЕТИКА MESOMATRIX для фракционной мезотерапии и ухода после процедур

● Применяется при длине иглы до 0,5 мм или непосредственно после процедуры

Назначение процедуры	Средство MESOMATRIX	Действие
Антивозрастные программы	ANTIAGE NEO HYALURONIC MIX	Увлажнение на всех уровнях эпидермиса, антиоксидантная защита, заполнение морщин, стимуляция выработки собственной ГК
Биоревитализация кожи	HYALURONIC MIX	Ревитализация, увлажнение, заполнение морщин, стимуляция выработки собственной ГК
Лифтинг лица и век	LIFTING MIX MESOCARE NEO	Подтяжка, стимуляция выработки каркасных элементов межклеточного матрикса и ГК
Лечение жирной и проблемной кожи, мезопилинг	SEBO CONTROL	Уменьшение секреции кожного сала, улучшение его состава, тонизация пор, антимикробное действие
Лифтинг шеи, груди и декольте, лифтинг тела	DECOLLETTE TONUS LIFTING MIX MESO COLLAGEN	Подтяжка, стимуляция выработки каркасных элементов матрикса и гиалуроновой кислоты
Уменьшение растяжек	ANTISTRIL CEL DECOLLETTE TONUS	Питание, подтяжка, стимуляция выработки каркасных элементов матрикса и ГК
Антицеллюлитные процедуры, липолиз	LIPO CONTOUR	Усиление кровоснабжения тканей, местный липолиз, детоксикация
Быстрое восстановление после агрессивных процедур	MESOCARE NEO REGENERATION GEL	Стимуляция регенерации, антиоксидантная защита, увлажнение
Уменьшение мимических морщин	BTA PEPTIDE	Уменьшение мышечных зажимов, пролонгация действия ботулотоксина, улучшение упругости кожи
Стимуляция роста волос при алопеции	HAIRCOMPLEX NEO	Стимуляция кровоснабжения и питания волосных фолликулов
Уменьшение купероза и сосудистых звездочек на лице и теле	ANTICUPEROSE	Укрепляет сосуды, восстанавливает тонус капилляров, снимает покраснения, сужает сосудистые звездочки
Подготовка кожи к проведению процедур	ENZ YME SOFT PEEL	Ферментная маска для мягкого пилинга и улучшения проникновения компонентов косметики

mesomatrix™



МЕЗОКОКТЕЙЛИ для фракционной мезотерапии

Применяются во время или непосредственно после процедуры

Мезококтейли и монопрепараты	Действие
Гиалуроновая кислота в чистом виде или с добавками (ДМАЕ, аминокислоты, органический кремний, витамин С, биотин и др.)	Ревитализация, увлажнение, заполнение морщин, стимуляция выработки собственной гиалуроновой кислоты и каркасных элементов клеточного матрикса
Витамин С	Антиоксидантная защита, осветление пигментных пятен, укрепление микрососудов
Артишок	Противоотечное и лимфодренажное действие
Гинкго билоба	Улучшение трофики и микроциркуляции
Органический кремний	Улучшает структуру кожного каркаса при атрофических рубцах, стриях, алопеции, возрастных изменениях
Олигоэлементы	Трофикостимулирующее и восстанавливающее действие
Кофеин	Липолитик, уменьшение жировых складок
L-карнитин	Липолитик, уменьшение жировых складок и ксантомагоза
Гликолевая кислота	
Рутин и мелилото	Укрепление сосудов, лифтинг тканей, антиоксидантный и детоксицирующий эффект
Биотин	Улучшает состояние кожи и волос, регулирует выработку кожного сала
Декспантенол	Витамин В5, мощное заживление и оздоровление кожи при травмах, ожогах и дерматозах
ДМАЕ	Лифтинг тканей, антивозрастное и антиоксидантное действие
Прокаин	Местный анестетик, улучшает проникновение и усвоение других препаратов, сосудорасширяющий

Мезопрепараты могут применяться как самостоятельно, так и в составе коктейлей



УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ по фракционной мезотерапии

Начинайте работать и оцените эффективность, простоту и удобство метода микроигльчатой фракционной мезотерапии.

Получите комплект рабочих материалов и учебных пособий для того, чтобы самостоятельно освоить основные приемы и методики применения аппаратов DermaPen на лице и теле.

В набор заочного обучения входит:

- Аппарат фракционной мезотерапии
- Стерильные сменные картриджи
- Комплекс мезококтейлей (тематический, на выбор)
- Учебное пособие по фракционной мезотерапии
- Именной сертификат участника мастер-класса



Успешной работы!



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 56 Г, офис 306.

Телефон 8-800-555-56-04 (бесплатно по России)

+7-812-915-34-18 (Санкт-Петербург)

+7-499-346-20-39 (Москва)

E-mail: ayna1@yandex.ru www.ayna-spb.ru

